

WN-11 Heliumstimme

Vollständige Versuchsbeschreibung:
Experiment SW-32

Hinweise für die Wissenschaftsnacht:
Der Versuch wird typischerweise im Flur aufgebaut. Wenn man den Stand alleine macht, braucht man für den ganzen Abend:

- eine 50l Flasche Helium 4.6 mit 200 bar;
- ca. 750 Luftballons;
- ca. 500m Kräuselband für die Ballons zum Mitnehmen.

Poster vorhanden:
Ja, zweimal, groß und klein.

Poster in elektronischer Form:
pdf
pptx



Aufbau